



ОРТОМОБІЛ



ПРО КОМПАНІЮ

ТЗОВ «Ортомобіл» здійснює безкоштовне забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та інших окремих категорій населення технічними засобами реабілітації, а саме кріслами колісними та протезно-ортопедичними виробами.

ТЗОВ «Ортомобіл» є офіційним представником VERMEIREN GROUP N.V. products на території України і пропонує українцям технічні засоби реабілітації власного виробництва, які перевірені європейськими споживачами на надійність, комфорт та зручність в експлуатації. Крісла колісні розроблені згідно міжнародних стандартів якості ISO, які визнані в усьому світі.

Компанія Vermeiren заснована в 1957 році і є однією із світових лідерів з виробництва засобів реабілітації для людей з обмеженими можливостями. Компанія постійно розробляє і пропонує інноваційні та ефективні продукти, піклуючись, в першу чергу, про комфорт, безпеку та витривалість своєї продукції.

Сучасні технології виробництва, лазери для різання металевих листів і труб різного перерізу, зварювальні роботи гарантують зручність і надійність крісел колісних.

Продукція, яка пропонується ТЗОВ «Ортомобіл», сертифікована і відповідає європейським та українським стандартам якості.

При забезпеченні технічними засобами реабілітації наші фахівці проконсультують та допоможуть підібрати крісло колісне, відповідно до потреб та функціональних можливостей користувача, нададуть кваліфіковану допомогу та дадуть відповідь на всі ваші запитання.

Наша мета – покращити життя осіб з інвалідністю, зробити його комфортним, мобільним та більш адаптованим.

ТЗОВ «ОРТОМОБІЛ»

НИЗЬКОАКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ



JAZZ S50



JAZZ S50 B69



708 D



Jazz S50

Низькоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAZZ S50

- Сидіння та спинка не регулюються.
- Система опори тіла та спинка фіксовані.
- Підлокітники короткі відкидні.
- Підніжки регулюються по висоті і знімаються.
- Підstopники відкидні.
- Розбірне.
- Керування за допомогою ручних привідних ободів, встановлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Обов'язкове оснащення – задники тримачі.
- Рама стальна.

	580 610 630 650 670 690		390 420 440 460 480 500
	290		935
	420		450
	220		1120
	500		16,6 kg
	370-440		130 kg



Jazz S50 B69

Низькоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAZZ S50 В 69


- Сидіння та спинка не регулюються.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка фіксована, складна.
- Підлокітники короткі, відкидні.
- Підніжки регулюються по висоті, знімні.
- Відкидні опори стопи.
- Розбірне.
- Керування за допомогою ручних привідних ободів, установлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Додаткове гальмо для супроводжуючої особи.
- Обов'язкове оснащення – задники тримачі.
- Рама стальна

	580 610 630 650 670 690		390 420 440 460 480 500
	290		935
	420		450
	220		1120
	500		16,6
	370-440		130



708D

Низькоактивне
крісло колісне
з гігієнічним
отвором



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 708D

- Сидіння та спинка не регулюються.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка фіксована.
- Підлокітники короткі, відкидні.
- Підніжки регулюються по висоті, знімні.
- Відкидні опори стопи.
- Сидіння зніме з гігієнічним отвором.
- Розбірне.
- Керування за допомогою ручних приводних ободів установлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Рама стальна.

	560 590 610 630 650 670		390 420 440 460 480 500
	280		935
	420		450
	225		1109
	490		18 18 19 19 19 19
	383-458		120





Кожній людині з інвалідністю необхідний індивідуальний засіб пересування, який підходить під її потреби та можливості.

Середньоактивні крісла колісні призначені для людей з порушенням або втратою функцій опорно-рухової системи, що мають потребу постійно пересуватися.

Використовувати візок можна в приміщеннях або на вулицях з рівним і твердим покриттям.

Максимальне навантаження на середньоактивні візки – 130 – 170 кг.

Такий тип крісел колісних відрізняється ергономічністю і легкістю, що дозволяє при необхідності транспортувати їх без особливих проблем.

Середньоактивні крісла колісні мають регульовану систему опори тіла і протиперекидний механізм, що дозволяє людині почуватися комфортно і зручно під час користування, пересідання з крісла тощо.

Такі візки легко керуються як самостійно з допомогою ободів на кріслі, так і сторонньою супроводжуючою особою.

СЕРЕДНЬОАКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ



D 100



D 200



V 100 XL

170
кг



D 200 B69

D100

Середньоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ D100

- Сидіння та спинка не регулюються.
- Система опори тіла регулюється по висоті.
- Спинка фіксована.
- Підлокітники відкидні, знімні;
- Підніжки регулюються по висоті, знімні.
- Відкидні опори стопи.
- Задники-тримачі
- Розбірне.
- Регульована колісна база.
- Керування за допомогою ручних приводних ободів установлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Подушки на сидіння.
- Рама стальна.

	580 600 620 640 660 680 700 720		380 400 420 440 460 480 500 520
	420		220 - 240
	880 910 940		470 500 530
	1010		430
	18 kg		130 kg



D 200

Середньоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ D200

- Сидіння регулюється в 3 положеннях.
- Спинка не регулюється.
- Система опори тіла фіксована.
- Підніжки регульовані за висотою, кутом нахилу, знімні з відкидною опорою стопи.
- Задники-тримачі.
- Підлокітники знімні, відкидні регулюються по висоті та глибині.
- Колісна база регульована.
- У складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах.
- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними приводними ободами.
- Рама алюмінієва.



	580 600 620 640 660 680 700 720		380 400 420 440 460 480 500 520
	300		880 - 940
	420		430
	220 - 240		1010
	470 - 530		16 kg
	385-455		60
	5°		1500
	12°		130 kg



D 200 B69

Середньоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ D 200 B69

- Спинка складається.
- Гальмо для супроводжуючої особи.
- Подушка сидіння в сітчастому чохлі.
- Кишеня за спинкою.
- Регульований кут нахилу підстопників.
- Можливість регулювання висоти сидіння.
- Можливість зміни висоти ліктьової опори.
- Можливість зміни кута нахилу підніжки.
- Рама алюмінієва.

	580 600 620 640 660 680 700 720		380 400 420 440 460 480 500 520
	300		880 - 940
	420		430
	220		1010
	470 - 530		14,3 kg
	370-440		130 kg



V 100 XL

Середньоактивне
крісло колісне

170
КГ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ V 100 XL

- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними привідними ободами.
- Система опори тіла фіксована.
- Регульована висота сидіння та глибина.
- Підлокітники знімні, відкидні регулюються по висоті та глибині.
- Колісна база регульована
- Подушка на сидіння.
- Сидіння та спинка фіксовані.
- Задники-тримачі.
- У складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах.
- Рама стальна.



740
770
810



530
560
600



375



890 - 950



380



490



220-240



1060



470 - 530



21,4

kg



350 - 465



170

kg





БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ



ECLIPS X4 90°



D 200 30°



INOVYS II



V 300 30°

ECLIPS X4 90°

Багатофункціональне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECLIPS X4 90°

- Керування за допомогою супроводжуючої особи.
- Система опори тіла регулюється за кутом нахилу.
- Спинка регульована за кутом нахилу.
- Підлокітники відкидні.
- Підніжки регульовані за висотою та кутом нахилу, знімні з відкидною опорою стопи.
- Підстопники відкидні.
- Підголівник регулюється по висоті і за кутом нахилу спинки.
- Ручки обладнані важелями для зміни кута нахилу.
- Обов'язкове оснащення – подушка на сидіння, абдуктор, тримачі для ніг, запобіжний пояс.
- Рама стальна.

	590 620 640 660 680 700 740		390 420 440 460 480 500 550
	290		910 - 1050
	420-460		420-500
	235		1000-1210
	390 - 520		19,5 kg
	390 - 460		130 kg



D200 30°

Багатофункціональне
крісло колісне базове



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D200 30°

- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними приводними ободами на колесах.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка регулюється за кутом нахилу.
- Підніжки регулюються за висотою, знімні з відкидною опорою стопи та змінним кутом нахилу.
- У складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах.
- Ручки обладнані важелями для зміни кута нахилу спинки.
- Підлокітники відкидні, регульовані по висоті та глибини з положення.
- Регульована підставка під гомілки.
- Подушка на сидіння, абдуктор, запобіжний пояс.
- Рама алюмінієва.

	580 600 620 640 660 680 700 720		380 400 420 440 460 480 500 520
	300		880-940
	420		430
	220-240		1010
	470-530		19
	385-455		130



Inovys II

Багатофункціональне крісло колісне
з змінним кутом нахилу системи опори тіла



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ INOVYS II

- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними привідними ободами.
- Система опори тіла регулюється за кутом нахилу.
- Підніжки регулюються за висотою, кутом нахилу, знімні з відкидною опорою стопи.
- Спинка регулюється за кутом нахилу та висотою.
- Контурне м'яке сидіння регульоване по глибині, висоті.
- Контурна м'яка спинка.
- Підголівник регулюється по висоті, кутом нахилу.
- Підставка під гомілки.
- Запобіжний пояс.
- Підлокітники регулюються за висотою, відкидні.
- Рама стальна.



580
630
680
730



350
400
450
500



390-440
440-490
500-540



990-1060



550-585



460-520



220



1120



460-530



36



400-570



135



V300 30°

багатофункціональне крісло
колісне з поліпшеним
механізмом складання
базове



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ V 300 30°

- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними приводними ободами.
- Підніжки знімні регульовані за висотою, кутом нахилу з відкидною опорою стопи.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка зі зміною кута нахилу.
- У складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах.
- Зміна габаритів складеного та розкладеного крісла колісного.
- Сидіння регульоване за кутом нахилу, паховий ремінь, абдуктор, підставка під гомілки, запобіжний пояс.
- Подушка на сидіння.
- Рама алюмінієва.

	590 620 640 660 680 700		390 420 440 460 480 500
	310		850 - 940
	420		450
	220-240		1040
	440-530		18,3
	330-500		130





ДИТЯЧІ КРІСЛА КОЛІСНІ



JAZZ S50 KIDS



GEMINI II



ECLIPS X4 90° KIDS

Jazz S50 KIDS

Низькоактивне
крісло колісне
дитяче



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAZZ S50 KIDS

- Сидіння та спинка не регулюються.
- Система опори тіла та спинка фіксовані.
- Підлокітники короткі відкидні.
- Підніжки регулюються по висоті і знімаються.
- Підstopники відкидні.
- Розбірне.
- Керування за допомогою ручних приводних ободів, встановлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Обов'язкове оснащення – задники тримачі.
- Рама стальна



518
558



320
360



299



915



360



325



211



914



457



15,2

kg



370-440



60

kg

Gemini 2

Багатофункціональне крісло колісне
з можливістю зміни кута нахилу
для дітей



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ GEMINI 2

- Керування за допомогою супроводжувача.
- Система опори тіла регулюється за кутом нахилу.
- Спинка регулюється за кутом нахилу.
- Підлокітники відкидні.
- М'який підголівник, що регулюється по висоті та ширині.
- М'які бічні опори, що регулюються.
- Запобіжний пояс.
- Підніжки регульовані за висотою та кутом нахилу, незнімні з відкидною опорою стоп.
- Опори стопи обладнані обмежувачами та фіксаторами, для кожної ноги;
- Абдуктор.
- Ручка для супроводжувача регулюється по висоті та має можливість змінювати положення.
- Капюшон.
- Рама стальна.



620
690



320
400



600
680



1180
1220



520 - 640
650 - 780



450



200



950
910



510



16,6



250 - 340
315 - 400



35-50



Eclips X4 90° Kids

Багатофункціональне крісло
колісне для дітей
базове



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECLIPS X4 90° KIDS

- Керування за допомогою супроводжуючої особи.
- Система опори тіла регулюється за кутом нахилу.
- Спинка регульована за кутом нахилу.
- Підголівник регулюється по висоті.
- Ручки обладнані важелями для зміни кута нахилу.
- Підніжки регульовані за висотою та кутом нахилу, знімні з відкидною опорою стопи.
- Тримачі гомілок регульовані.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Рама стальна.



500
550



320
370



310



935



350-400



310
330
350
370
390



150-180



830-1000



500



15
kg



420-470



80
kg





АКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ



SAGITTA

Sagitta

Активне крісло
колісне базове



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SAGITTA

- Сидіння не регулюється.
- Спинка регулюється вручну.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка відкидна, регулюється за кутом нахилу.
- Сидіння фіксоване.
- Підлокітники похилі, знімні.
- Підніжки регулюються за висотою.
- Керування за допомогою ручних приводних ободів, установлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Рама цільноварена алюмінієва.

	550 - 680 570 - 700 590 - 720 610 - 740 630 - 760 650 - 780		360 380 400 420 440 460
	230 - 430 230 - 430 230 - 430 230 - 430 230 - 430 230 - 430		755 - 855 755 - 855 755 - 855 755 - 855 755 - 855 755 - 855
	0° 2° 4° 6° 8°		330-380-420 стандартна база 440-460 подовжена база
	3" 4" 5"		7° 7° 7° 7° 7° 7°
	480 (без подушки) 510 (з подушкою)		> 9,5 kg
	100 регульована		100 kg





КРІСЛА КОЛІСНІ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ



EXPRESS



TURIOS

Express

Крісло колісне
з електроприводом
базове




2x12V-50Ah



2x150W



6 km/h



25 km

7°



15



1400

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ EXPRESS

- Керування самостійне за допомогою пульта із сервоприводом.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка регульована за кутом нахилу.
- Підлокітники регульовані по висоті.
- Підніжки регулюються по висоті, знімні.
- Відкидні опори стопи обладнанні підтримкою гомілок.
- Рама складна.
- Обладнана поясом безпеки.
- Розбірне.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Рама металева.



580
610
630
650
690



390
420
440
460
500



430



430



225 - 315



950



540



67
kg



400 - 520



90
kg



Turios

крісло колісне з
електроприводом дорожнє
базове




2x12V-50Ah



2x450W



6 km/h



> 25 km



6°



50

1600

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TURIOS

- Керування самостійне за допомогою пульта з сервоприводом.
- Система опори тіла пружинна.
- Підніжки знімні, регульовані за висотою, кутом нахилу з відкидною опорою стопи.
- Підлокітники знімні регульовані по висоті.
- Сидіння і спинка зі зміною кута нахилу.
- Рама жорстка, світлозвукова сигналізація.
- М'яке сидіння, запобіжний пояс, задники-тримачі.
- Рама стальна.



	580 580 640		390 450 510
	385 550		380 500 430 510
	225 - 315		1070 1060
	450 500 550 490 520		130





СКУТЕРИ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ



ERIS



CERES 4


ERIS

Скутер з електроприводом



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ERIS

- Керування – самостійне за допомогою рульової колонки.
- Система опори тіла обертається.
- Підлокітники відкидні.
- Спинка відкидна.
- Сидіння знімне, регульована ширина сидіння.
- Наявність кошика та дзеркала.
- Наявність підголівника.
- Компактний.
- Запас ходу – 30км.
- Максимальна швидкість – 8 км/год




Ceres 4

Скутер з електроприводом



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ CERES 4

- Керування самостійне за допомогою рульової колонки.
- Система опори тіла обертається.
- Підлокітники знімні, відкидні.
- Спинка відкидна регульована по висоті зі зміною кута нахилу.
- Сидіння знімне, регульована ширина та висота сидіння.
- Наявність кошика та дзеркал.
- Наявність підголівника.
- Запас ходу - 35 км.
- Швидкість - 12 км/год.





ТзОВ Ортомобіл
79000, м. Львів
Ярослава Мудрого, 12А
+38 067 809-38-83
+38 066 809-38-83
ortomobilviv@gmail.com
ortomobil.com.ua